

اسپکترا مست دی سی®

سوسپانسیون استریل سفتیوفور هیدروکلراید داخل پستان

SPECTRAMAST®
(ceftiofur hydrochloride) DC
Intramammary Sterile Suspension



آلودگی مجدد:

ممکن است علی رغم مدیریت خوب گله، بهداشت و سد دفاع مکانیکی، بعد از یک درمان موفق آلودگی مجدد رخ دهد. گاوهای مبتلا از نظر بازگشت مجدد عفونت و احتمال انتشار بیماری به گاوهای دیگر باید به دقت تحت نظر باشند.

موارد احتیاط:

مانند سایر دارو ها استفاده از اسپکترا مست دی سی® در حیواناتی که سابقه حساسیت به این دارو را دارند ممنوع است. پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها می توانند موجب واکنش های آلرژیک در افراد حساس شوند. تماس موضعی با آنتی بیوتیک هایی نظیر سفتیوفور در بعضی از افراد می تواند واکنش های آلرژیک خفیف تا شدید را ایجاد نماید. تماس طولانی با پی در پی می تواند باعث ایجاد حساسیت گردد. از تماس مستقیم این محصول با پوست، چشم ها، دهان و لباس اجتناب شود. پوشیدن دستکش محافظ می تواند از حساسیت پوستی جلوگیری نماید. افراد با سابقه حساسیت به پنی سیلین یا سفالوسپورین ها باید از این محصول دوری کنند.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، چشم ها را به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس اتفاقی با پوست، پوست با آب و صابون شسته شود. لباس های آلوده شده تعویض گردد. اگر واکنش های آلرژیک (نظیر کبهر پوستی، اشکال در تنفس) رخ داد به پزشک مراجعه نمایید.

این دارو فقط برای استفاده در حیوانات می باشد.

این دارو مصرف انسانی ندارد.

هشدار: این دارو تنها با نسخه و تحت نظر دامپزشک مصرف گردد.

دوره پرهیز از مصرف:

شیر گاوهایی که بیش از ۳۰ روز از دوره درمان آنها با این محصول می گذرد قابل استفاده برای انسان می باشد. هیچ دوره پرهیز از مصرفی برای گوساله های نوزادی که از گاوهای درمان شده با این محصول بدنیا آمده اند وجود ندارد. متعاقب تجویز داخل پستانی یک دوره ۱۶ روزه منع مصرف گوشت برای گاوهای درمان شده الزامی است. استفاده از این دارو به روشی جز آنچه در میحت نحوه مصرف ذکر شد می تواند منجر به باقی مانده دارویی شود.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

دور از نور نگهداری شود.

تولیدکننده:

شرکت زونتیس - آمریکا

برای درمان داخل پستانی فقط در گاوهای خشک
مشخصات:

سفتیوفور هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک از خانواده سفالوسپورین ها می باشد. اسپکترا مست دی سی® سوسپانسیون استریل سفتیوفور هیدرو کلراید بر پایه روغن می باشد.

ترکیب:

هر سرنگ یکبار مصرف ۱۰ میلی لیتری شامل ترکیب ذیل می باشد:

سفتیوفور هیدرو کلراید ۵۰۰ میلی گرم

موم میکرو کریستاله ۷۰۰ میلی گرم

اولنیل پلی اکسی گلیسرید ۵۰۰ میلی گرم

روغن پنبه دانه

موارد مصرف:

سوسپانسیون استریل سفتیوفور هیدروکلراید (اسپکترا مست دی سی®) برای درمان روم پستان های تحت بالینی زمان خشکی مرتبط با استافیلوکوک اورنوس، استرپتوکوک دیس گالاکتیکه و استرپتوکوک یوبریس استفاده می شود. ثابت شده است که اسپکترا مست دی سی® علیه استافیلوکوک اورنوس، استرپتوکوک دیس گالاکتیکه و استرپتوکوک یوبریس موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

یک سرنگ را در ابتدای دوره خشکی در هر کارتیه تجویز نمایید.


سرنگ یکبار مصرف به گونه ای طراحی شده است که برای ورود جزئی و یا کامل به داخل سرپستانک مناسب باشد.

۱- ورود کامل:

درپوش قرمز را برداشته و لوله باریک سرنگ را بطور کامل و به آهستگی وارد مجرای پستانی نموده و با دقت آن را تخلیه نمایید.

۲- ورود جزئی:

سر پوش قرمز رنگ را برداشته و به آرامی نوک سفید رنگ نمایان شده را داخل مجرای پستانی نموده و با دقت آنرا تخلیه نمایید.



درمان:

سر پستانک ها را بطور کامل با آب گرمی که حاوی ضدعفونی کننده مناسب است بشویید. و سپس بطور کامل خشک نمایید.

شیر موجود در کارتیه را کاملاً تخلیه نمایید. سر هر پستانک را با یک پد الکی مجزا تمیز نمایید. نحوه مصرف را انتخاب نمایید و نوک سرنگ را وارد کانال سرپستانک نمایید و سرنگ را بطور کامل داخل کارتیه تخلیه کنید. کل کارتیه را ماساژ دهید تا یون درون سیستم های شیر پخش شود.